



Carbon

חגורת עיסוי שיאצו עם פונקציית חימום

SMB-312



הוראות הפעלה

לקוח/ה יקר/ה,

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח.

לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

כתובת האתר: www.sel.co.il



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוד 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו

אולם תצוגה ראשי ברחוב היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה.

אולם תצוגה בשוהם: רחוב האגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין
(ניתן להקליד ב-Waze "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")

חגורת עיסוי מבית CARBON מביאה עבורכם את הפתרון האידיאלי לעיסוי שיאצו מקצועי בשילוב פונקציית חימום להרפיה והקלה על כאבי השרירים. עיצוב ארגונומי בצורת U המתאים לעיסוי ברוב אזורי הגוף. עיסוי רקמות עמוק ומקצועי בבית, במשרד או מכל מקום שתרצו מעולם לא היה פשוט יותר.

- עיסוי רקמות עמוק - עיסוי שיאצו מקצועי המופעל ע"י גלילי עיסוי D3 עוצמתיים להקלה ושחרור של שרירים כואבים.
- פונקציית חימום - לעיסוי באזור הגב והצוואר להרפיה, שחרור של השרירים ושיפור זרימת הדם. כיבוי אוטומטי לאחר 15 דקות לשימוש בטוח.
- עיצוב ארגונומי - העיצוב הארגונומי בצורת U של חגורת העיסוי מותאמת במיוחד עבור קווי המתאר של הגוף, לכן הוא יכול לספק עיסויים יעילים לרוב חלקי הגוף צוואר, כתפיים, גב, מותניים, רגליים ואזור הבטן.
- כפתורי בקרת שליטה מלאה - הדלקה/כיבוי של המוצר, קביעה של 3 מהירויות שונות, שימוש בפונקציית חימום ושינוי של כיוון גלילי העיסוי לפי העדפה אישית.
- רצועות זרוע רב-תכליתיות - מאפשרות להשאיר את הידיים חופשיות תוך כדי השימוש ובנוסף להתאמת מיקום החגורה בצורה הנוחה עבורכם וכן גם את עוצמת העיסוי על ידי משיכת הרצועות.
- ניידות - כולל מתאם ביתי ומתאם לרכב, מאפשרת ליהנות מעיסויים מושלמים בבית, במשרד או במכונית.

▲ אזהרה

- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי/שימוש פרטי בלבד, ולא לשימוש מסחרי.
- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ועל ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע, בתנאי שהושמה עליהם השגחה או סופקה להם הנחיה לגבי השימוש במכשיר בבטחה ורק במידה והם מודעים לחלוטין לסכנות הנלוות שיכולות להיות בעקבות השימוש במכשיר זה.
- חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר.
- ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה.
- במידה וכבל החיבור של מכשיר זה פגום, יש להשליכו לפח. במידה ולא ניתן להוציאו ממקומו, יש להשליך את המכשיר לפח.
- המכשיר כולל משטח חום. אנשים בעלי רגישות לחום חייבים להיזהר בעת השימוש במכשיר.
- אין להכניס חפצים לתוך פתחי המכשיר או לתוך החלקים המסתובבים. וודאו כי החלקים הניידים יכולים לנוע בחופשיות בכל עת.

חשוב לדעת

- יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו ממקור החשמל לאחר כל שימוש וטרם ניקויו.
- אין להישען עם כל משקל הגוף שלכם (ישיבה, שכיבה או עמידה) על החלקים הניידים של המכשיר או להניח חפצים מכל סוג שהוא על המכשיר.
- אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר או לטמפרטורות גבוהות.
- הגנו על המכשיר מפני אבק, לכלוך ולחות.
- לעולם אין לטבול את המכשיר לתוך מים או כל נוזל אחר

סימנים וסמלים

הסמלים שלהלן מופיעים בהוראות השימוש ועל גבי לוחית הדגם.

	אזהרה	התראת אזהרה המציין סכנה לפגיעה או לנזק לרכוש.
	חשוב לדעת	הודעת בטיחות המציינת נזק אפשרי למכשיר/לאבזר.
	התראה	התראה לגבי מידע חשוב.
		לשימוש במקום סגור בלבד.
		שימו לב להוראות השימוש.
		(נקודה ירוקה) Der Grune Punkt : מערכת דואלית גרמנית לאיסוף פסולת.
		השליכו את חומרי האריזה בדרך ידידותית לסביבה
		השלכת המכשיר תבצע בהתאם לתקן EC לצידוד חשמלי ואלקטרוני להשלכה לפסולת – .WEEE
		יצרן

השימוש לשמו נועד מכשיר זה

מכשיר זה נועד אך ורק לעיסוי של בני אדם. מכשיר זה מיועד לשימוש פרטי, ואינו מיועד למטרות רפואיות או מסחריות. השתמשו במכשיר זה רק למטרה לשמה פותח ורק בדרך המצוינת בהוראות שימוש אלה. כל צורה של שימוש לא נכון עלולה להיות מסוכנת. היצרן אינו לוקח על עצמו כל אחריות לנזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון או לא מתאים במכשיר. אין לעשות שימוש במכשיר במידה ואחת מההערות המצוינות להלן חלות עליכם. אנא היוועצו עם הרופא שלכם במידה ואינכם בטוחים האם מכשיר העיסוי מתאים לכם או לא

- אין לעשות שימוש במכשיר עיסוי אם אתם סובלים מבעיה רפואית או מפגיעה באזורים המיועדים לעיסוי (למשל: פצעים פתוחים, יבלות, ...).
- אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי על פני עור חולה באופן חמור או כרוני, על פני עור פגוע או מגורה) למשל: עור דלקתי – בין אם מלווה בכאבים או לא, עור אדמומי, פריחות, דלקות בוורידים, פקקת בעורקים, פקקת בוורידים, דלקת בדופן הווריד thrombophlebitis (דליות, אלרגיות, כוויות, חבורות, נפיחויות, פצעים שעדיין מתרפאים או צלקות לאחר ניתוח)
- השתמשו במכשיר לעיסוי על עור בריא ונקי בלבד.
- אין לעשות שימוש במכשיר לעיסוי על בעלי חיים.
- אין לעשות שימוש במכשיר לעיסוי בזמן שאדם ישן, בזמן נהיגה בכלי רכב או במסגרת הפעלת מכונת.
- אין לעשות שימוש במכשיר לעיסוי על רקמה עם נטייה לדימום.
- לעולם אין להפעיל את המכשיר לעיסוי ללא השגחה. השגיחו על ילדים סביב המכשיר על מנת לוודא כי הם אינם משחקים אתו.
- במידה ואינכם בטוחים באם המכשיר לעיסוי מתאים עבורכם, אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש.
- במידה ואתם סובלים ממחלה חמורה או במידה ועברתם לאחרונה ניתוח באזורי העיסוי, אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש במכשיר לעיסוי.
- במידה ואתם סובלים ממחלת הסכרת או מפקקת, אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש במכשיר העיסוי שלכם.
- במידה ואתם סובלים מלקות תחושתית המצמצמת את תחושת הכאב (למשל: הפרעות במערכת המטבוליזם), אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש.
- במידה ואתם סובלים מכאבים, שהסיבה לכך אינה ידועה, אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש במכשיר לעיסוי.

התראות בטיחות

קראו הוראות שימוש אלו בקפידה! היעדר שמירה על המידע המצוין להלן עשוי לגרום לפגיעה אישית או לנזק לחומר. אחסנו הוראות שימוש אלו ודאגו לכך שיהיו נגישים למשתמשים אחרים. אנא וודאו לצרף הוראות שימוש אלו יחד עם המכשיר בעת מסירתו לגורם שלישי.

▲ אזהרה

הרחיקו את המכשיר ואת חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים. כבל ספק הכוח מהווה סכנה לחנק וקיימת סכנה לחנק עקב אפשרות הבליעה של חלקים קטנים.

התחשמלות:

▲ אזהרה

כמו עם כל מכשיר חשמלי, השתמשו במכשיר זה בזהירות ובקפידה, וזאת על מנת למנוע סכנות כתוצאה מהתחשמלות.

- את המכשיר יש להפעיל רק עם המתח החשמלי המצוין על גבי המכשיר.
 - לעולם אין לעשות בו שימוש במידה והמכשיר או האבזרים שלו מציגים סימנים נראים לעין לנזק.
 - אין לעשות שימוש במכשיר זה במהלך סופת ברקים.
- במקרה של פגמים או תקלות תפעוליות, כבו את המכשיר מיד ונתקו אותו משקע החשמל. אין למשוך בכבל החשמל או במכשיר עצמו לניתוק תקע החשמל משקע החשמל. לעולם אין להחזיק או לשאת את המכשיר בכבל החשמל שלו. הרחיקו את הכבלים החשמליים ממשטחים חמים. לעולם אין לפתוח את המכשיר. וודאו כי המכשיר וכבל החשמל אינם באים במגע עם מים, אדים או נוזלים אחרים. לכן, השתמשו במכשיר רק:
- בחדרים סגורים יבשים (למשל: לעולם לא באמבטיה או בסאונה).
 - בידיים יבשות.
- אין למשוך, לסובב או לכופף את כבל החשמל. אין להכניס מחטים או כל חפץ חד אחר. וודאו כי כבל החשמל אינו מנותב או משוך מעל חפצים מחודדים או חדים.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל. אין לחבר את ספק הכוח לכבל מאריך או מפצל. לעולם אין לנסות ולהגיע למכשיר לאחר שטבל בתוך מים. נתקו אותו ממקור החשמל מיד. אין לעשות שימוש במכשיר במידה והוא או האבזרים שלו נראים פגומים. אין להפיל את המכשיר או לכפוף אותו לפגיעות מכל סוג שהוא.

תיקונים

▲ אזהרה

רק צוות מוסמך רשאי לבצע תיקונים של מכשירי חשמל. תיקונים לא נכונים עשויים לחשוף משתמשים לסכנה גדולה ומשמעותית. לתיקונים, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו או עם ספק מוסמך.

סכנה לשריפה

▲ אזהרה

- קיימת סכנה לשריפה אם נעשה שימוש לא נכון במכשיר או במקרה של התעלמות מהוראות אלו. לכן:
- אין להפעיל את המכשיר לעיסוי ללא השגחה, במיוחד בקרבת ילדים.
 - אין להפעיל את המכשיר לעיסוי מתחת לכיסוי, כגון סדין, כרית וכו'.
 - אין להפעיל את המכשיר לעיסוי בקרבת נפט או כל חומר מתלקח אחר.

טיפול במכשיר

נזק

▲ אזהרה


- רק צוות מקצועי ומוסמך רשאי לבצע תיקונים של מכשירי חשמל. תיקונים לא נכונים עשויים לחשוף את המשתמשים לסכנה גדולה. לתיקונים, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות או עם ספק מוסמך.
- במידה והמכשיר פגום, אין לעשות בו שימוש ויש ליצור קשר עם הספק שלכם או עם מרכז שירות לקוחות ספציפי.
- על מנת להבטיח שהמכשיר שלכם יפעל בצורה תקינה ויעילה, אין להפיל אותו או לפרק אותו.
- בדקו שהמכשיר אינו מראה סימנים של בלאי וקרעים או נזק. במקרה ונראים סימנים לקרעים ולבלאי או סימנים לנזק של המכשיר או במידה והמכשיר היה בשימוש בצורה לא נכונה, יש להחזירו ליצרן או לספק טרם המשך השימוש בו.
- כבו את המכשיר מיד במקרה של תקלה או במידה ואינו פועל בצורה תקינה.
- לעולם אין לנסות לפתוח ו/או לתקן את המכשיר בעצמכם. תיקונים מותרים לביצוע על ידי מרכז שירות לקוחות או על ידי ספקים מוסמכים בלבד. חוסר היענות להנחיה זו יגרום לביטול האחריות.
- היצרן אינו לוקח על עצמו כל אחריות על נזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון או לא תקין.

השלכת המוצר

חשוב לדעת

מסיבות של שמירה על הסביבה, אין להשליך את המכשיר ביחד עם הפסולת הביתית בסיום חיי השירות שלו. השליכו את המכשיר במקום איסוף מקומי מתאים או בנקודת מחזור במדינה שלכם. ציוד חשמלי ואלקטרוני להשלכה לפסולת (WEEE – EC) השליכו את המכשיר בהתאם לתקן במידה ויש לכם שאלות, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות האחריות על השלכת הפסולת.

שימוש במכשיר ופונקציות המכשיר:


<p>כפתור הפעלה / כיבוי לחיצה אחת : מפעילה את מכשיר העיסוי אוטומטי למשך 15 דקות, המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 15 הדקות. במידה וברצונכם לכבות את המכשיר לפני, יש ללחוץ על כפתור זה .</p>	
<p>כפתור מהירות: (לחיצה אחת לשינוי המהירות) מהירות נמוכה מהירות בינונית מהירות גבוהה</p>	
<p>כפתור חום הפעלה / כיבוי : לחיצה אחת תפעיל את החימום במכשיר (ניתן לראות תאורה אדומה בנקודות העיסוי) לחיצה שנייה תכבה את החימום במכשיר.</p>	
<p>ניתן להתאים את כיוון הפנייה. כל לחיצה תשנה את כיוון סיבוב נקודות העיסוי.</p>	

לאחר השימוש:

- כבה את המכשיר ע"י כפתור ההפעלה שעל גבי לוח הבקרה.
- הוצא את התקע משקע החשמל

פתרון תקלות:

אם אתה נתקל בבעיות בעת השימוש בו, אנא עיין בטיפים ובפתרונות הבאים. אם המעסה עדיין במצב תקלה או אינו זמין, נא לכבות את החשמל ולנתק את התקע, המשתמשים אינם מפרקים או מתקנים את המעסה בעצמך. אתה צריך לבקש מהמוכר לעזור לך.

פתרון	תקלה
ודא שתקע החשמל נמצא בשקע. ודא שהמתג מופעל. בדוק - אם הכפתור נלחץ 	לא ניתן להפעיל את העיסוי
אנא בדוק אם תקע החשמל נשלף או לא. בדוק אם לתקע יש חיבור גרוע. אולי ללחוץ על כפתור בקרת ברישול טיימר אוטומטי מכוון ל-15 דקות זמן חלף. אם התקן ההגנה מפני התחממות יתר מתחיל, נא לכבות את ספק הכוח הראשי ולהמתין להתקררות העיסוי. אם הבעיה נמשכת, אנא אל תמשיך להשתמש ופנה למרכז שירות התיקונים של החברה.	בעת השימוש, המכשיר מפסיק פתאום לעבוד

שימוש במכשיר

▲ אזהרה

- השתמשו במכשיר העיסוי למשך 15 דקות ברצף לעל היותר. עיסויים ארוכים יותר יכולים לגרום לגרייט יתר של השרירים, ועקב כך לייצר מתח במקום לשחרר.

ניקיון ואחסנה של המכשיר

ניקיון מכשיר עיסוי

▲ אזהרה

- נתקו את המכשיר לעיסוי משקע החשמל בכל פעם טרם ניקויו.
- נקו את המכשיר לעיסוי בעזרת השיטות המצוינות כאן בלבד. בשום מצב אין לאפשר כניסה של נוזל לתוך מכשיר העיסוי.
- נקו את המכשיר לעיסוי בעזרת מטלית לחה במקצת. אם הוא מלוכלך מאוד, באפשרות להרטיב גם את המטלית בתמיסת סבון עדינה.

תחזוקה:

- וודא שספק הכוח כבוי והתקע נשלף מהשקע.
- אחסן את מכשיר העיסוי במקום קריר ויבש הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הימנע מנגע עם קצוות חדים או חפצים מחודדים שעלולים לחתוך או לנקב את מכשיר העיסוי.

אחסנה:

במידה ואינכם מתכננים לעשות שימוש במכשיר העיסוי למשך פרק זמן ארוך, אנו ממליצים לכם לאחסן אותו במארז המקורי שלו בסביבה יבשה, תוך שאתם מוודאים כי הוא אינו נלחץ כתוצאה מפריטים נוספים. אחסנו את המכשיר לעיסוי הרחק מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד. אין להניח חפצים מכל סוג שהוא על המכשיר לעיסוי.

- עיסוי צוואר וכתף- העיצוב החדש, עיצוב עיקול מעולה, מעסים היטב כל תנוחה.
- דרך ייחודית לעיסוי לישה -לזוטר על העיסוי המסורתית, ולעשות עיסוי עמוק בצוואר, 4 ראשי עיסוי ללוש ולעסות כלפי מעלה או מטה, לתת לך להרגיש רגוע.
- הפונקציה החמה הייחודית - פונקציה חמה תביא לך תחושות שונות; זה יביא לך את התחושה החמה בזמן שהוא עושה לך עיסוי יעיל.
- לשימוש ביתי וברכב - מצויד במתאם חיצוני, ותוכלו להשתמש בו באמצעות ספק כוח V12 לרכב. כך שתוכלו ליהנות מהנאה מעיסוי בכל מקום

מאפיינים:

שם המוצר: מכשיר לעיסוי הצוואר

מתח מדורג: DC12V

הספק מדורג: 24W

תדר מדורג: Hz50

משקל המוצר: 1.5KG

כלול באריזה :

מכשיר עיסוי

חיבור חשמל לרכב

הוראות הפעלה ובטיחות

תעודת אחריות



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

תחנות שרות

מרכז שירות אור יהודה רחוב היוצרים 6, אור יהודה 03-7355023 פקס 03-7355008 טלפון	מרכז שירות שוהם - מעבדה ראשית רחוב האגוז 4 פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, אזור תעשייה שוהם 7319900
---	--

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה

רחוב הנגר 52 אזה"ת טל' 08-6317204

שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 17:00, יום ו' 08:30-13:00

אשדוד - חשמל קמי

מרכז מסחרי אזור ב' 24 | טל' 08-8525104

' - 08:30-13:00 + ג יום' 08:30 - 13:00 / 16:00-19:00, ה', ד', ב', א' : פעילות שעות

באר שבע - די וי קום

רחוב החלוץ 102 העיר העתיקה | טל' 055-2488888

שעות פעילות: א'-ה' 9:00 - 18:00, יום ו' 09:00-13:00

ירושלים - מובייל פלוס

רחוב התנופה 6 תלפיות- 02-6729222

שעות פעילות: א' - ה' 09:30-19:00, יום ו' 09:00-13:00

חיפה - שירות רם

04-8671507 / 04-8620162 טלפון 8 ביאליק

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 18:00, יום ג' 8:00 עד 16:00, יום ו' 8:00 עד 13:00

קריות - שירות רם

רחוב ההסתדרות 277 חיפה - 04/8720642

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 09:00 עד 17:00, ימים ג', ו' 08:00-13:00

עפולה - שירות רם

רחוב הולנד 17 - 04/9531444

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 08:00 עד 19:00, ג' 08:00 עד 16:00, ו' 08:00 עד 13:30

חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה

04-6326706 / 04-6326756 טל 58, הנשיא רחוב

09:00-14:00 + 9:00-13:30, 16:00-21:00, ה, ד, ב, א: פעילות שעות

כרמיאל - גלובל די תקשורת

רחוב מורד הגיא 100 קניון לב כרמיאל, טל' 050-8922200

שעות פעילות: א-ה 10:00-16:00 יום ו' 10:00-13:00 (בתאום מראש)

נתניה - כל אלקטריק

רח' ויצמן 7 טלפון 09-8336145

שעות פעילות: ימים א, ב, ד, ה 09:00-18:00, ג, ו 09:00-15:00

טבריה - תיקון כל טובי

רחוב יוחנן בן זכאי 18-טלפון 04-6790469

שעות פעילות: ימים א-ה 9:00-17:00, ימים ג, ו 9:00-13:00

תל אביב-דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

רחוב דרך שלמה 94-טלפון 03-6820995

שעות פעילות: ימים א-ה 8:00-17:00

חולון- דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

שנקר 29 חולון-טלפון 03-5011055 | - שעות פעילות: א, ב, ד, ה, 9:00-18:00, ימים ג, ו 9:00-13:00

מעבדת תיקונים למוצרי וויטק סרב פרו 03-5598555 / *9770 SERV PRO

מעבדת תיקונים של YAMAHA אס גי 03-5265112 / 1-700-700-638

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.
הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש!.

קבלו את תעודת האחריות ישירות למייל!

סרקו את הברקוד ומלאו את הפרטים באתר

